



י"ט באייר, התשע"ג
29 אפריל 2013

סימוכין: 23441113

הודעה לציבור רופאי השיניים בדבר שימוש באמלגם ואמלגמטורים

אמלגם משמש מזה 150 שנים לשחזור ושיקומה של שן נגועה בעששת. לאחרונה פורסמו הנחיות חדשות לגבי שימוש בכספית בתחומים שונים. זה מחייב אותנו לרענן נהלי השימוש בכספית.

על מנת שנקטין במידת האפשר סיכון סביבתי משימוש בכספית:

- יש להשתמש אך ורק בקפסולות אמלגם מסוג self-activating (קפסולות שכבר מכילות את כל המרכיבים של האמלגם, ואינן זקוקות לשום פעולת הכנה או הפעלה חוץ מערבוב באמלגמטור).
- אין להשתמש באמלגמטור בו מכניסים את הסגסוגת (האבקה) של המתכת והכספית הנוזלית בנפרד (לדוגמה Dentomat). אין להשתמש באמלגמטור כזה גם אם הותקן בו "מזלג", והוא יכול לערבב קפסולות אמלגם.
- יש להשתמש אך ורק באמלגמטור מסוג high speed.
- שאריות של כספית – בתוך המיכל של אמלגמטור מסוג dentomat ומבקבוקי כספית מהווים פסולת רפואית מסוכנת ולכן יש לטפל בהן בהתאם לתקנות בריאות העם (טיפול בפסולת במוסדות רפואיים) התשנ"ז – 1997, כדלהלן:
 - 4.1 לרכז אותן במיכל סגור וייעודי למטרה זו, בעל סימון: "פסולת מסוכנת".
 - 4.2 לאחסן את המיכל בארון מיועד לאחסון פסולת מסוכנת בלבד (כולל גם חומרי פיתוח), ולסמן אותו: "פסולת מסוכנת".
 - 4.3 לפנות את החומר לאתר הארצי לטיפול בפסולת מסוכנת ברמת חובב, באמצעות חברה מאושרת להובלת פסולת רפואית מסוכנת.
- יש לאסוף עודפי אמלגם בכלי מתאים ולפנותו בהתאם להנחיות.
- יש לוודא שליוניט הדנטלי יש מסננת העוצרת שאריות אמלגם במערכת השאיבה (suction) ולפנות את השאריות בהתאם להנחיות.
- הנחיות מפורטות של האגף לבריאות השן לגבי פינוי פסולת ממרפאות שיניים (נוהל 1.8) נמצאות [באתר האגף](#).

בכבוד רב,
האגף לבריאות השן