



הוראות בטיחות קרינה - צילומי שיניים פנורמיים

עדכון אחרון : 23/06/2019

1. השימוש במכשיר הרנטגן יהיה בהתאם לייעודו.
2. בזמן צילום, מפעיל המכשיר יעמוד במקום מוגן מקרינה, וישמור על קשר עין עם הנבדק באמצעות חלון עופרת או מצלמה.
3. יש למנוע המצאות אנשים נוספים בחדר הצילום, פרט להכרחי.
4. יש להגן על הנבדק עם סינר עופרת במידת האפשר.
5. מותר לצלם נשים בהריון אם הן מוגנות בסינר עופרת.